



Openingslabel.

Kleefstrip op achterzijde voor eenvoudig ophangen.

Directe activering: wordt geleverd met steriele zoutoplossing; even knijpen en het is klaar voor gebruik.

Een verstelbare inbrenghulp zorgt voor betere grip en controle, waardoor een non-touch techniek mogelijk is.

Niet geproduceerd met pvc, ftalaten of latex.



LoFric katheters zijn gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.^{1,2}

Gladde katheterogen.^{3,4}



Oprolbaar tot een handig, discreet zakformaat.



Nelaton Tiemann Flexible

Productomschrijving

LoFric® Origo™, hydrofiele urinekatheter voor eenmalig gebruik met zoutwateroplossing voor activering.

Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door middel van straling. Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

Verpakking

30 katheters per klantenverpakking.

4 klantenverpakkingen per verzendoos.

5 katheters per proefpakket.

Samenstelling van het materiaal

Hydrofiele oppervlaktecoating: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

Watersacht: Laminaatfolie van polyethyleentereftalaat (PET), aluminium en polyethyleen (PE). Steriel water met natriumchloride (NaCl).

Primair verpakkingsmateriaal: Bovenste folie: laminaatfolie van polyethyleentereftalaat (PET) en polyethyleen (PE). Onderste folie: polyolefine.

Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Grootte
442 08 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Kind)	30 cm	CH 08
442 10 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Kind)	30 cm	CH 10
442 12 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Kind)	30 cm	CH 12
443 10 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 10
443 12 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 12
443 14 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 14
443 16 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 16
443 18 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 18
444 10 65	LoFric® Origo™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 10
444 12 65	LoFric® Origo™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 12
444 14 65	LoFric® Origo™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 14
444 16 65	LoFric® Origo™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 16
444 18 65	LoFric® Origo™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 18
445 12 65	LoFric® Origo™ Flexible (Man)	40 cm	CH 12
445 14 65	LoFric® Origo™ Flexible (Man)	40 cm	CH 14

Alle producten verkrijgbaar in proefpakket, 5 katheters. Om te bestellen vangt u de laatste twee cijfers van het referentienummer door 05.



Gebruiksvriendelijke klantenverpakking.



Proefpakket, 5 katheters.

LoFric® Origo™



Referenties

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wellspect ontwikkelt innovatieve oplossingen voor continentiezorg die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met blaas- en darmproblemen. We inspireren onze gebruikers om zelfvertrouwen op te bouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn. De productmerken LoFric® en Navina™ zijn al bijna 40 jaar toonaangevend in de sector. Wellspect streeft ernaar om de impact van haar producten op het milieu te minimaliseren en streeft er gepassioneerd naar om klimaatneutraal te worden. Er wordt met gebruikers en zorgverleners samengewerkt om klinische resultaten op een duurzame manier te verbeteren; nu en voor de toekomst.

Wellspect. A Real Difference.

Voor meer informatie over onze producten en diensten bezoekt u [wellspect.nl](https://www.wellspect.nl).

Praat mee op LinkedIn, Facebook en Instagram.

wellspect.nl

Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland.
Tel: 079 360 19 50. www.wellspect.nl

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only