



De connector heeft een andere kleur, afhankelijk van de diameter van de katheter.

Kleefstrip op achterzijde voor eenvoudig ophangen.

Niet geproduceerd met pvc, ftalaten of latex.



LoFric katheters zijn gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.^{1,2}



DILATATION CATHETER
CATHETER PER DILATAZIONE

40616
Dila-Cath
Nel 40cm
CH16 / 5.3mm
Lot 40616
Lot 920007
Exp. 2025-02-01
Lot A4 00127

Productomschrijving

LoFric® Dila-Cath™, hydrofiele dilatatiekatheter voor eenmalig gebruik, bedoeld voor intermitterende dilatatie van de urethra. De katheter heeft geen drainageogen en kan daarom niet worden gebruikt voor het ledigen van de blaas.

Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door middel van straling. Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

Verpakking

30 katheters per klantenverpakking.
2 klantenverpakkingen per verzenddoos.

Samenstelling van het materiaal

Hydrofiele oppervlaktecoating: Polyvinylpyrrolidon (PVP) en natriumchloride (NaCl).

Katheter: Elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

Primair verpakkingsmateriaal: Gelakt papier, gelamineerde film van polypropyleen (PP)/polyamide (PA)/polyethyleen (PE).

Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Grootte
406 16 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 16
406 18 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 18



Gebruiksvriendelijke klantenverpakking.



LoFric® Dila-Cath™

Referenties

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Wellspect ontwikkelt innovatieve oplossingen voor continentiezorg die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met blaas- en darmproblemen. We inspireren onze gebruikers om zelfvertrouwen op te bouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn. De productmerken LoFric® en Navina™ zijn al 40 jaar toonaangevend in de sector. Wellspect streeft ernaar de impact van haar producten op het milieu te minimaliseren en streeft er gepassioneerd naar klimaatneutraal te worden. Er wordt met gebruikers en zorgverleners samengewerkt om klinische resultaten op een duurzame manier te verbeteren; nu en voor de toekomst.

Wellspect. A Real Difference.

Voor meer informatie over onze producten en diensten bezoekt u [wellspect.nl](https://www.wellspect.nl).

Praat mee op LinkedIn, Facebook en Instagram.

wellspect.nl

Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland.
Tel: 079 360 19 50. www.wellspect.nl

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only