



De conus heeft een kleur afhankelijk van de diameter van de katheter.

Kleefstrip op achterzijde voor eenvoudig ophangen.

Niet geproduceerd met pvc, ftalaten of latex.



LoFric katheters zijn gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.^{1,2}

Gladde katheterogen.^{3,4}



Nelaton Tiemann



Gebruiksvriendelijke klantenverpakking.

Productomschrijving

LoFric®, voor eenmalig gebruik, hydrofiele urinekatheter, bedoeld voor intermitterend urinaire katheterisatie.

Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door ethyleen-oxidegas. Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

Verpakking

30 katheters per klantenverpakking.
4 klantenverpakkingen per verzendoos.

Samenstelling van het materiaal

Hydrofiele oppervlaktecoating: polyvinylpyrrolidon (PVP) en natriumchloride (NaCl).

Katheter: elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

Primair verpakkingsmateriaal: gelakt papier, gelamineerde film van polypropyleen (PP)/polyamide (PA)/polyethyleen (PE).

Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Grootte
400 08 65	LoFric® Nelaton (Man)	40 cm	CH 08
400 10 65	LoFric® Nelaton (Man)	40 cm	CH 10
400 12 65	LoFric® Nelaton (Man)	40 cm	CH 12
400 14 65	LoFric® Nelaton (Man)	40 cm	CH 14
400 16 65	LoFric® Nelaton (Man)	40 cm	CH 16
400 18 65	LoFric® Nelaton (Man)	40 cm	CH 18
400 20 65	LoFric® Nelaton (Man)	40 cm	CH 20
400 22 65	LoFric® Nelaton (Man)	40 cm	CH 22
401 06 65	LoFric® Nelaton (Kind)	20 cm	CH 06
401 08 65	LoFric® Nelaton (Kind)	20 cm	CH 08
401 10 65	LoFric® Nelaton (Kind)	20 cm	CH 10
402 08 65	LoFric® Nelaton (Kind)	30 cm	CH 08
402 10 65	LoFric® Nelaton (Kind)	30 cm	CH 10
403 08 65	LoFric® Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 08
403 10 65	LoFric® Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 10
403 12 65	LoFric® Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 12
403 14 65	LoFric® Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 14
403 16 65	LoFric® Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 16
403 18 65	LoFric® Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 18
404 08 65	LoFric® Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 08
404 10 65	LoFric® Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 10
404 12 65	LoFric® Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 12
404 14 65	LoFric® Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 14
405 10 65	LoFric® Tiemann (Man)	40 cm	CH 10
405 12 65	LoFric® Tiemann (Man)	40 cm	CH 12
405 14 65	LoFric® Tiemann (Man)	40 cm	CH 14
405 16 65	LoFric® Tiemann (Man)	40 cm	CH 16
405 18 65	LoFric® Tiemann (Man)	40 cm	CH 18

Referenties

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wellspect ontwikkelt innovatieve oplossingen voor continentiezorg die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met blaas- en darmproblemen. We inspireren onze gebruikers om zelfvertrouwen op te bouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn. De productmerken LoFric® en Navina™ zijn al bijna 40 jaar toonaangevend in de sector. Wellspect streeft ernaar om de impact van haar producten op het milieu te minimaliseren en streeft er gepassioneerd naar om klimaatneutraal te worden. Er wordt met gebruikers en zorgverleners samengewerkt om klinische resultaten op een duurzame manier te verbeteren; nu en voor de toekomst.

Wellspect. A Real Difference.

Voor meer informatie over onze producten en diensten bezoekt u [wellspect.nl](https://www.wellspect.nl).

Praat mee op LinkedIn, Facebook en Instagram.

wellspect.nl

Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland.
Tel: 079 360 19 50. www.wellspect.nl

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only