

# LoFric Elle Pro katheters – Productinformatieblad

LoFric® Elle™ Pro is een hydrofiele, gebruiksklare katheter voor eenmalig gebruik met meerdere oogjes, ontworpen om de blaas volledig te legen zonder dat herpositionering nodig is.

## Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door middel van straling. Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

## Verpakking

30 katheters per binnendoos.  
2 binnendozen per omdoos.

5 katheters per proefpakket.

## Samenstelling van het materiaal

Hydrofiele oppervlaktecoating:  
Polyvinylpyrrolidone (PVP).

Katheter: Elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

Bevochtigingsvloeistof: Vloeistof op waterbasis met glycerol.

Primair verpakkingsmateriaal: Polypropyleen.

## Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Grootte	Aantal oogjes
419 10 00	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (Vrouw)	10 cm*	CH 10	12
419 12 00	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (Vrouw)	10 cm*	CH 12	12
419 14 00	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (Vrouw)	10 cm*	CH 14	12

\*Effectieve lengte, lengte van de katheter die in de plasbuis kan worden ingebracht.

Alle producten zijn verkrijgbaar in een proefpakket van 5 katheters. Om te bestellen vervangt u de laatste twee cijfers van het referentienummer door 05.

## LoFric Elle Pro



Gebruiksvriendelijke  
klantenverpakking.



- **De meerdere oogjes van LoFric Elle Pro** zijn ontworpen om volledige blaaslediging mogelijk te maken zonder dat herpositionering nodig is.<sup>1</sup>
- **Verbetering van de slagingskans** bij katheterisatie – het L-vormige handvat verbetert het zicht bij gebruik van een spiegel en maakt het gemakkelijker om de urethra te lokaliseren. Het ondersteunt ook een meer rechtopstaande, natuurlijke positie tijdens het katheteriseren.
- **L-vormig handvat voor een goede grip**, extra bereik en een contactloze techniek.
- **Direct klaar voor gebruik** – Klaar zodra dat nodig is, voor een snelle handeling en katheterisatie.
- **Gladde katheteroogjes.**
- **LoFric katheters zijn** gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.<sup>2,3</sup>
- **Onderste deel van plastic** (polypropyleen) is geschikt voor recycling.
- **Niet geproduceerd met pvc**, ftalaten en latex.



LoFric® Elle™ Pro

## Referenties

1. Data on file.
2. Waller et al., Spinal Cord, 1997.
3. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988.

Bij Wellspect ontwikkelen we innovatieve producten en oplossingen die écht het verschil maken voor mensen met blaas- en darmproblemen, zodat zij elke dag volop kunnen leven. Al meer dan 40 jaar zijn wij een vertrouwde naam in de gezondheidszorg met onze productmerken LoFric® en Navina™.

We blijven ons inzetten om onze gebruiksvriendelijke oplossingen voor steeds meer mensen beschikbaar te maken. Elke dag werken we aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en beperken we tegelijk de impact van onze producten op het milieu. Samen met gebruikers en zorgprofessionals verbeteren we klinische resultaten en de kwaliteit van leven van mensen over de hele wereld.

**Wellspect. A Real Difference.**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en diensten: [wellspect.nl](https://wellspect.nl)

Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram.

[wellspect.nl](https://wellspect.nl)

Wellspect B.V., Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland. Tel NL: 079-363 70 10.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only