

Productomschrijving

LoFric® Elle™, voor eenmalig gebruik, hydrofiele urinekatheter, bedoeld voor intermitterende katheterisatie via de plasbuis.

Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door middel van straling. Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

Verpakking

30 katheters per klantenverpakking. 2 klantenverpakkingen per verzendoos.

Samenstelling van het materiaal

Hydrofiele oppervlaktecoating:
Polyvinylpyrrolidone (PVP).

Katheter:
Elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

Bevochtigingsvloeistof:
Vloeistof op waterbasis met glycerol.

Primair verpakkingsmateriaal:
Polypropyleen.

Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Grootte	
418 10 65	LoFric® Elle™ Nelaton (Vrouw)	10 cm*	CH 10	
418 12 65	LoFric® Elle™ Nelaton (Vrouw)	10 cm*	CH 12	
418 14 65	LoFric® Elle™ Nelaton (Vrouw)	10 cm*	CH 14	
418 10 05	LoFric® Elle™ Nelaton (Vrouw)	10 cm*	CH 10	Proefpakket
418 12 05	LoFric® Elle™ Nelaton (Vrouw)	10 cm*	CH 12	Proefpakket
418 14 05	LoFric® Elle™ Nelaton (Vrouw)	10 cm*	CH 14	Proefpakket


*Effectieve lengte, lengte van de katheter die in de plasbuis kan worden ingebracht.



Proefpakket,
5 katheters.



Gebruiksvriendelijke
klantenverpakking.



- Ontworpen om ergonomisch en gebruiksvriendelijk te zijn, eventueel met het L-vormig handvat - voor een goede grip en een non-touch techniek. Te koppelen met een standaard urineopvangzak of verlengslang.
- Direct klaar voor gebruik - Klaar zodra dat nodig is, voor een snelle handling en katheterisatie.
- Smal en discreet ontwerp.
- Onderste deel van plastic (polypropyleen) is geschikt voor recycling.
- Niet geproduceerd met pvc, ftalaten en latex.
- Gladde katheterogen.^{1,2}
- LoFric katheters zijn gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.^{3,4}



LoFric® Elle™

Referenties

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Wellspect ontwikkelt innovatieve oplossingen voor continentiezorg die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met blaas- en darmproblemen. We inspireren onze gebruikers om zelfvertrouwen op te bouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn. De productmerken LoFric® en Navina™ zijn al 40 jaar toonaangevend in de sector. Wellspect streeft ernaar de impact van haar producten op het milieu te minimaliseren en streeft er gepassioneerd naar klimaatneutraal te worden. Er wordt met gebruikers en zorgverleners samengewerkt om klinische resultaten op een duurzame manier te verbeteren; nu en voor de toekomst.

Wellspect. A Real Difference.

Voor meer informatie over onze producten en diensten bezoekt u [wellspect.nl](https://www.wellspect.nl).

Praat mee op LinkedIn, Facebook en Instagram.

wellspect.nl

Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland.
Tel: 079 360 19 50. www.wellspect.nl

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only