



DARMSPOELEN VOOR KINDEREN

Als de darm functioneert,
functioneert het leven.

Navina™ Smart

Navina Smart:

De slimmere manier voor een zonnige toekomst

Navina™ Smart is ontwikkeld met speciale aandacht voor veiligheid, effectiviteit en voorspelbaarheid. Het bestaat uit een elektronische controle-unit en een app waarin sessies en progressie kunnen worden opgevolgd. De elektronische controle-unit zorgt elke keer voor een consistente therapie, ongeacht wie de procedure uitvoert.

Controle, veiligheid en voorspelbaarheid


- Elektronische controle-unit (handmatig pompen niet nodig)
- Gepersonaliseerde instellingen, elke keer hetzelfde
- Ingebouwde veiligheidsmarges – maximale ballongrootte, watervolume en waterstroomsnelheid
- Automatische weigering voor reeds gebruikte katheters omwille van veiligheid en hygiëne



Navina Smart app: Het digitale darmdagboek

De Navina Smart app is een goed instrument om de voortgang van en tevredenheid over de behandeling te volgen. De app slaat de gegevens en instellingen van de Navina Smart unit op na elke afgeronde irrigatie en koppelt deze gegevens aan de tevredenheidsscore van de gebruiker. Voor u als zorgverlener geeft dit betere follow-up mogelijkheden, meer betrokkenheid van de patiënt en kwalitatieve data voor voortgangsanalyse en behandelingsadviezen.

- Slaat gegevens en instellingen van de behandeling op (ballongroote, waterhoeveelheid, waterstroomsnelheid, tijdsduur)
- Laat het kind elke irrigatie beoordelen waardoor betrokkenheid bij de behandeling gecreëerd wordt
- Ontworpen zodat er sneller optimale behandelparameters worden gevonden
- Intuïtief en eenvoudig te gebruiken voor iedereen



Navina Classic:

De intuïtieve manier om handmatig darmspoelen uit te voeren.

Navina™ Classic kan een aanvulling zijn op het Smart systeem, of het is eenvoudig voor diegene die de voorkeur geeft aan handmatig pompen.

Navina
Classic

- Eenvoudig pompen voor zowel lucht voor de ballon als voor water
- Flexibele en veilige ballon
- Stevige watercontainer met dubbele schaal – voor optimale afleesbaarheid
- Intuïtief – kleurcodes voor zowel de slangen als de controle-unit (verbindingstukken en pompjes)
- Symbolen – eenvoudig te begrijpen



Katheter of conus

Navina™ Systems werkt met een katheter en een conus.

- Hydrofiele katheter die geschikt is voor kinderen
- Flexibele en veilige ballon⁷, sluit het rectum af gedurende de behandeling
- Hydrofiele conus die zo ontworpen is dat het goed aansluit bij de billen
- Zacht en plooibaar materiaal voor een goede grip



Als de darm functioneert, functioneert het leven. Maar wat als het niet functioneert?

Darmklachten kunnen veroorzaakt worden door verschillende redenen. Desalniettemin is het resultaat hetzelfde. Als het leven op zijn kop staat, ontnemt het kostbare tijd voor de leuke dingen in het leven, niet alleen van het kind, maar van het hele gezin.

Kind:

- Constipatie, fecale incontinentie en andere darmklachten.
- Schaamte, gevoel van onzekerheid.
- Beperkt de tijd voor spelen, activiteiten en vrienden.


Ouders:

- Stress en zorgen.
- Tijdrovende zorg, beperkte tijd voor de rest van het gezin.

Darmspoelen (TAI) is een langetermijnoplossing voor kinderen – en hun gezin.

Transanale irrigatie (TAI) is een therapie met de potentie om veel kinderen te helpen met hun darmklachten. Het is een veilige, effectieve en gecontroleerde manier om op regelmatige basis stoelgang te hebben door alleen water te gebruiken.

- Effectieve behandeling bij kinderen¹
- Reduceert fecale incontinentie en soiling^{2,3,4}
- Vergroot de tevredenheid van het gezin over de darmbehandeling¹
- Verbetert de kwaliteit van leven^{1,2,3,5}
- Verlaagt de tijd die wordt besteed aan darmbehandeling^{3,6}
- Verhoogt de onafhankelijkheid van de patiënt⁴



1. Ref: Mosiello G et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. Mar 2017;64(3):343-352

Referenties

1. Bray L and Sanders C. Spinal Cord. Feb 2013;51(2):88-93
2. Choi EK et al. Spinal Cord Dec 2015; 53: 216-220
3. Midrio P et al. Colorectal Dis. Jan 2016;18(1):86-93
4. Lopez Pereira P et al. J Pediatr Urol. Apr 2010;6(2):134-138
5. Nasher O et al. Int J Pediatr. 2014;2014:954315
6. Ausili E et al. Spinal Cord. Jul 2010;48(7):560-565
7. Sigvardsson S and Gränfors M, 28th ESPU Congress. 2017, Poster S19-10

Bij Wellspect waarderen we de mensen achter ons succes als toonaangevende leverancier van levensveranderende producten voor het behandelen van darm- en blaasproblemen, zoals de bekende merken LoFric® en Navina™. Wereldwijd zijn er duizenden gebruikers en zorgverleners die met onze producten werken. Zij zijn de inspiratie voor onze innovatieve oplossingen. Wij weten dat samenwerking de beste manier is om continentiezorg te verbeteren. Dit geeft onze gebruikers meer tijd om te leven. Voortbouwend op meer dan 30 jaar levensverbeterende prestaties, streven wij ernaar om elke dag een echt verschil te maken voor iedereen die onze producten en diensten nodig heeft. **Wellspect. A Real Difference.**

wellspect.nl

Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG, Zoetermeer, Nederland.
Tel. NL: +31 79 363 70 10. Fax NL: +31 79 362 37 48. www.wellspect.nl
Tel. BE: +32 3 232 06 15. Fax BE: +32 3 305 52 11. www.wellspect.be