

Navina Mini

Omschrijving

Navina Mini is bedoeld voor transanale irrigatie waarbij een kleine hoeveelheid water in de endeldarm wordt ingebracht via een rectale conus voor eenmalig gebruik.

Indicaties voor gebruik

Navina Mini is geïndiceerd voor volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 3 jaar die last hebben van onvolledige lediging en/of fecale incontinentie.

Contra-indicaties

Gebruik Navina Mini NIET als bij u sprake is van een of meer van de volgende aandoeningen:

- bekende anale stenose
- een actieve ontsteking aan de darm
- acute diverticulitis en diverticulair abces
- colorectale kanker
- ischemische colitis
- anale of colorectale operatie die minder dan drie maanden geleden heeft plaatsgevonden

In deze lijst staat mogelijk niet alles vermeld. Uw zorgverlener zal altijd rekening houden met de persoonsgebonden factoren van een gebruiker.



Duurzaam ontwerp

- Waterreservoir 60 keer te gebruiken
- Verlengslang 60 keer te gebruiken
- Rectale conus voor éénmalig gebruik

Materiaalsamenstelling

De belangrijkste onderdelen van Navina Mini (waterreservoir, rectale conus en verlengslang) zijn gemaakt van thermoplastisch elastomeer (TPE). Navina Mini is niet vervaardigd met latex, pvc of ftalaten.

				
Navina Mini	Navina Mini met verlengslang	Waterreservoir 185 ml 60 keer te gebruiken	Rectale conus Éénmalig gebruik	Verlengslang (optioneel) 60 keer te gebruiken

Referentie	Omschrijving	Specificatie
6930700	Navina Mini Set	1 waterreservoir, 30 rectale conussen
6930800	Navina Mini Extension Set	1 waterreservoir, 30 rectale conussen, 1 verlengslang
6930900	Navina Mini Refill Set	30 rectale conussen

DE NAVINA FAMILIE


Naast Navina Mini levert Wellspect een volledig assortiment aan darmzorgproducten en -diensten.



Navina Irrigatie Systeem, het enige darmspoelsysteem met elektronische of handmatige controle, voor constipatie en/of fecale incontinentie.



Navina Assistentie, ondersteuning door vakspecialisten.



Navina Insert, ontworpen voor de preventie van ongewild ontlastingsverlies.

Bij Wellspect waarderen we de mensen achter ons succes als toonaangevende leverancier van levensveranderende producten voor het behandelen van darm- en blaasproblemen, zoals de bekende merken LoFric® en Navina™. Wereldwijd zijn er duizenden gebruikers en zorgverleners die met onze producten werken. Zij zijn de inspiratie voor onze innovatieve oplossingen. Wij weten dat samenwerking de beste manier is om continentiezorg te verbeteren. Dit geeft onze gebruikers meer tijd om te leven.

Voortbouwend op 40 jaar levensverbeterende prestaties, streven wij ernaar om elke dag een echt verschil te maken voor iedereen die onze producten en diensten nodig heeft.

Wellspect. A Real Difference.

Meer informatie over onze producten en services vindt u op: wellspect.nl.

wellspect.nl



Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG, Zoetermeer, Nederland.
Tel. NL: +31 79 363 70 10. Fax NL: +31 79 362 37 48. www.wellspect.nl
Tel. BE: +32 3 232 06 15. Fax BE: +32 3 305 52 11. www.wellspect.be

Navina Mini



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

