



Directe activatie – inclusief steriele zoutwateroplossing. Klaar voor gebruik door middel van knijpen.

Opvangzak met schaalverdeling, 1000 ml.

Mogelijkheid om te legen. Scheur bij de inkeping om de zak te legen.

Een lus voor het ophangen of vasthouden.

Niet geproduceerd met pvc, ftalaten of latex.

Mogelijkheid om de katheter van de opvangzak te scheiden.

Geribbelde inbrenghulp voor betere grip en controle, waardoor non-touch techniek mogelijk is.

Lussen voor gemakkelijk openen.



LoFric katheters zijn gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.^{1,2}

Gladde katheterogen.^{3,4}



Nelaton Tiemann

Productomschrijving

LoFric® Hydro-Kit™, hydrofiele urinekatheter voor eenmalig gebruik met zoutoplossing voor intermitterende katheterisatie via de plasbuis.

Sterilisatie en houdbaarheid

Alle katheters zijn gesteriliseerd middels straling. Informatie over de houdbaarheid is te vinden op de verpakking.

Verpakking

30 katheters per klantenverpakking.
2 klantenverpakkingen per verzenddoos.

Samenstelling van het materiaal

Hydrofiele oppervlaktecoating: Polyvinylpyrrolidon (PVP).


Katheter: Polyolefin-based elastomeer (POBE).

Watersacht: Gelamineerde folie van polyethyleen tereftalaat (PET), polyethyleen (PE), aluminium en een steriele wateroplossing met natriumchloride (NaCl).

Primair verpakkingsmateriaal: Polyethyleen butylacrylaat (EBA).

Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Grootte
421 08 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Kind)	20 cm	CH 08
421 10 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Kind)	20 cm	CH 10
423 08 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 08
423 10 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 10
423 12 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 12
423 14 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 14
423 16 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 16
423 18 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Vrouw)	20 cm	CH 18
420 08 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 08
420 10 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 10
420 12 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 12
420 14 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 14
420 16 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 16
420 18 653	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 18
425 10 653	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 10
425 12 653	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 12
425 14 653	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 14
425 16 653	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 16
425 18 653	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 18



Gebruiksvriendelijke klantenverpakking.



LoFric® Hydro-Kit™

Referenties

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wellspect ontwikkelt innovatieve oplossingen voor continentiezorg die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met blaas- en darmproblemen. We inspireren onze gebruikers om zelfvertrouwen op te bouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn. De productmerken LoFric® en Navina™ zijn al 40 jaar toonaangevend in de sector. Wellspect streeft ernaar de impact van haar producten op het milieu te minimaliseren en streeft er gepassioneerd naar klimaatneutraal te worden. Er wordt met gebruikers en zorgverleners samengewerkt om klinische resultaten op een duurzame manier te verbeteren; nu en voor de toekomst.

Wellspect. A Real Difference.

Voor meer informatie over onze producten en diensten bezoekt u [wellspect.nl](https://www.wellspect.nl).

Praat mee op LinkedIn, Facebook en Instagram.

wellspect.nl

Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland.
Tel: 079 360 19 50. www.wellspect.nl

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only